

# Porcelain

- Zahnformenkarte
- Tooth mould guide
- Carte de formes dentaires

# PhysioSet® CT Porcelain Front- und Seitenzahnlinie


Candolor führt die traditionsreiche Porzellan-kunst im Bereich der Systemprothetik fort. Mit neuen Methoden entsteht so die perfekte Verbindung von Tradition und Innovation. Wie die alten chinesischen Porzellan-kunstwerke, werden die Candolor Zähne in Handarbeit gefertigt und haben eine einzigartige Qualität. So ist jeder Zahn ein kleines Kunstwerk.

## Ästhetik

Kein anderes Material erfüllt die ästhetischen Grundvoraussetzungen wie Porzellan. Ebenso wie in der Kronen-Brücken-Technik werden auch in der Prothetik sehr hohe Anforderungen an das Material gestellt. Natürlichkeit, lebendig wirkende Zähne und das Nichterkennen einer Prothese stehen im Vordergrund. Candolor Porzellan-zähne entsprechen diesen Anforderungen durch ihre natürliche Ästhetik und Lebensdauer.

## Farbsystem

Die Candolor CT Porcelain Front- und Seiten-zahnlinie ist in allen Candolor Farben\* (J0, J1, J2, J3, M1, M2, M3, M4, M5, S1, S2, S3, 900, 901, 902, 903) erhältlich. Das Candolor Farbsystem bietet warme Farbtöne und natürliche Farben, um die Individualität Ihrer Patienten zu unterstreichen.



## Schichtaufbau


Candolor Porzellan-zähne sind einzigartig in ihrem Schichtaufbau. Sechs unterschiedliche Schichtungen und vier verschiedene Charakterisierungen bilden die Basis für die Candolor PhysioSet® CT Porcelain Frontzahnlinie. Ein kontrolliertes Brennverfahren und ständige Qualitätskontrollen ermöglichen ein gleich bleibend hohes Niveau in Material- und Farb-beschaffenheit.

Das Einlegen der verschiedenen Schichten und Charakterisierungen erfolgt noch heute in Handarbeit und gibt dieser Zahnlinie einen persönlichen Touch an Individualität und Kreativität.

## Material

Im Dentalbereich werden mehr als 80 % aller Kronen und Brücken individuell aus Porzellan hergestellt. Es ist ein ästhetisch-natürliches Material mit schmelzähnlicher Lichtbrechung und langer Lebensdauer.

Ausgesuchte Rohmaterialien bilden die Kombination von verschiedenen Farbpigmenten, und ein kontrolliertes Brennverfahren ermöglicht die hohe Abrasionsresistenz, die Transluzenz, Farbbeständigkeit und Natürlichkeit.



## Lieferform

### PhysioSet® CT Porcelain

30 obere Frontzahnformen  
8 untere Frontzahnformen



### Bonartic® CT Porcelain

4 obere Seitenzahnformen  
4 untere Seitenzahnformen



### Condyloform® CT Porcelain

5 obere Seitenzahnformen  
5 untere Seitenzahnformen



# PhysioSet® CT Porcelain Anterior and posterior tooth line


Candulor continues the rich tradition of porcelain art in the area of system prosthetics. New methods lead to the creation of a perfect combination of tradition and innovation. Like the ancient Chinese objects of art in porcelain, Candulor teeth are crafted by hand and possess a unique quality. That is why each tooth is a little work of art.

## Aesthetics

No other material meets fundamental aesthetic requirements in the way that porcelain does. Both in crown and bridge work and dentures, the material used has to satisfy very high demands. The emphasis is on natural appearance, vitality and dentures which are virtually indistinguishable from the real thing. Candulor porcelain teeth fulfil those demands with their stunningly natural appearance and long life.

## Shade system

The Candulor CT Porcelain anterior and posterior tooth line is available in all Candulor shades\* (J0, J1, J2, J3, M1, M2, M3, M4, M5, S1, S2, S3, 900, 901, 902, 903). The Candulor shade system offers warm tones and natural colours to underline the individuality of your patients.



10 layers provide the basis for top-class aesthetics

Natural layering

Individually placed characterisations

## Layering


Candulor porcelain teeth are unique in their layering. Six different layers and 4 different characterisations form the basis for the Candulor anterior tooth line PhysioSet® CT Porcelain. A controlled firing process and permanent quality monitoring permit consistently high standards in terms of material and shade characteristics.

Placement of the different layers and characterisations is still performed by hand today and gives our tooth line a personal touch of individuality and creativity.

## Material

In the dental field over 80 % of all crowns and bridges are individually produced in porcelain. It is a natural, aesthetic material which refracts the light in a similar way to enamel and is long-lasting.

Specially selected raw materials form the combination of different colour pigments, and a controlled firing process makes it possible to achieve the high abrasion resistance and translucency as well as colour stability and vitality.



## Pack sizes

### PhysioSet® CT Porcelain

30 upper anteriors  
8 lower anteriors



### Bonartic® CT Porcelain

4 upper posteriors  
4 lower posteriors



### Condyloform® CT Porcelain

5 upper posteriors  
5 lower posteriors



# PhysioSet® CT Porcelain (ligne d'antérieures et de postérieures en céramique)


Candulor perpétue – dans le domaine de la prothèse adjointe totale axée sur la fonctionnalité – l'art ancestral de la céramique. Les dents artificielles que nous réalisons sont en effet un mélange réussi de modernité et de tradition. Modernité par les nouvelles méthodes que nous employons. Et tradition car, comme les vieilles porcelaines de Chine, nos dents céramique sont faites à la main, ce qui leur confère une qualité à nulle autre pareille et fait d'elles de vraies œuvres d'art.

## L'esthétique

En matière d'esthétique dentaire, aucun autre matériau ne répond aussi bien aux exigences requises que la céramique. Comme pour les couronnes et les bridges, les exigences matériau requises en prothèse totale sont de haut niveau. Il faut surtout que le matériau permette la confection de dents artificielles reproduisant parfaitement la vitalité, l'aspect de la dent naturelle, et que l'on ne voit pas, une fois mises en bouche, qu'il s'agit d'une prothèse. De par leur nature et leur longévité, les dents Candulor répondent parfaitement à ces exigences.

## Teintier

La ligne de dents Candulor CT Porcelain (antérieures et postérieures) est disponible dans toutes les teintes du teintier Candulor® (J0, J1, J2, J3, M1, M2, M3, M4, M5, S1, S2, S3, 900, 901, 902, 903), un teintier dont les teintes chaudes et naturelles vous permettront de bien mettre en valeur les caractéristiques individuelles de chacun de vos patients.



10 couches garanties d'une esthétique hors pair

Une stratification fidèle à celle de la dent naturelle

Des caractérisations adaptées

## Concept de stratification


Le concept de stratification des dents céramique Candulor est bien spécifique : les antérieures PhysioSet® CT par exemple, présentent 6 couches et 4 caractérisations différentes. La parfaite maîtrise de leur cuisson et les contrôles qualité effectués tout au long de leur processus d'élaboration, sont garants de leur haut et constant niveau de qualité et ce, tant sur le plan du matériau que de la teinte.

Aujourd'hui encore, la pose des différentes couches et caractérisations des dents Candulor est effectuée à la main, ce qui leur donne une touche plus personnelle, plus artistique.

## Le matériau

Aujourd'hui, plus de 80 % des couronnes et bridges dentaires sont des restaurations personnalisées réalisées en céramique, un matériau qui permet de bien reproduire l'esthétique de la dent naturelle, grâce notamment au fait qu'il réfléchit la lumière comme l'émail de la dent. Un autre de ses avantages est sa grande longévité.

Nos matières premières, dûment sélectionnées, constituent une combinaison de différents pigments et acquires, pendant leur cuisson, parfaitement maîtrisée : translucidité, stabilité de la teinte, naturel et résistance à l'abrasion.



collet  
dentine opaque  
dentine  
zone incisale  
zone incisale (palatine/linguale)  
feston  
tenon plaqué or  
noyau céramique  
douille platine avec partie brasée

## Conditionnement

### PhysioSet® CT Porcelain

30 formes antérieures supérieures  
8 formes antérieures inférieures



### Bonartic® CT Porcelain

4 postérieures supérieures  
4 postérieures inférieures



### Condyliform® CT Porcelain

5 postérieures supérieures  
5 postérieures inférieures



Les produits sont développés pour des applications dentaires et doivent être utilisés en suivant le mode d'emploi. Le fabricant n'est pas responsable des dommages qui surviendraient suite à une autre utilisation ou suite à une utilisation erronée. L'utilisateur s'engage à tester le produit sous sa propre responsabilité avant de l'utiliser pour une application dont le but n'est pas prévu dans le mode d'emploi.

\* La gamme de teintes 900 va s'arrêter.

CE 0120

#### Candulor AG


CH-8602 Wangen/ZH, Pünten 4, Postfach 89  
Tel. +41 (0)44 805 90 00, Fax +41 (0)44 805 90 90  
www.candulor.com, candulor@candulor.ch

#### Subsidiary: Candulor Dental GmbH

D-78239 Rielasingen-Worblingen, Am Riedergraben 6  
Tel. +49 (0)7731 79 783-0, Fax +49 (0)7731 28 917  
www.candulor.de, info@candulor.de

#### Subsidiary: Candulor USA Inc.

7462 N. Figueroa St., Suite 104, Los Angeles CA 90041  
Phone +1 (323) 254-1430, +1 800 436-3827  
Fax +1 (323) 254-5146  
www.candulor.us, info@candulor.us





PhysioSet® CT		Bonartic® CT	Condyloform® CT
I Frontzähne I Anteriors		I Seitenzähne I Posteriors	I Seitenzähne I Posteriors
I obere I upper	I untere I lower		
201*	80	02 + 05	34
202*	81	04	34
203	82	04 + 06	35 + 36
204	83 + 84*	04 + 06	36 + 38*
232	81	04	35
233	82 + 83	06	36
234	83	06	38*
302	80 + 81	02	34
303	81 + 82	06	35
304	82 + 83	06	36
262	52	02 + 05	34
263	53	04	35
264	53 + 54	04 + 06	35 + 37

PhysioSet® CT		Bonartic® CT	Condyloform® CT
I Frontzähne I Anteriors		I Seitenzähne I Posteriors	I Seitenzähne I Posteriors
I obere I upper	I untere I lower		
332	80 + 82	02	34
333	53 + 82	04 + 06	35
334*	53 + 82	06	36
342	52	02	34
343	53	04	35
352*	52 + 81	02 + 05	34
353	53 + 83	04 + 06	35
452	53 + 82	04 + 06	35
453*	54 + 83	06	35 + 36
423	81 + 82	02 + 05	34
424	82	04 + 06	35 + 37
412*	52 + 80	02 + 05	34
413*	81 + 82	04	35
212*	53 + 82	06	35 + 36
425	81 + 83	06	38*
213	54 + 84*	06	36 + 38*
224	83	06	36 + 38*

\* Solange der Vorrat reicht. / While stocks last. / Jusqu'à épuisement du stock.



